





Florence[®]
Protegemos la salud

Bata quirúrgica
intrumentalista



Bata quirúrgica
para cirujano



Toallas Absorbentes




Campos Sencillos




Funda de mesa mayo
con refuerzo




Sábana superior



Sábana inferior




Sábana lateral



Sábana hendida



Cubierta mesa riñón



Código de producto: FPU001

Paquete Cirugía General Universal

Clave de cuadro básico del sector salud:

060.231.0591

Estéril

Elaborado:

Tela no tejida 100% polipropileno, color antirreflejante, no transparente, antiestática y repelente a líquidos y fluidos, resistente a la tensión en uso normal.

Batas quirúrgicas para cirujano con refuerzo en pecho y mangas, puños ajustables y cinturones

Contenido:

- 1 Pza. Bata quirúrgica para instrumentista talla: Mediana
- 3 Pzas. Bata quirúrgica para cirujano, talla: Grande
- 4 Pzas. Toalla absorbentes de 40 x 40 ± 5 cm
- 4 Pzas Campos sencillos de 90 x 90 ± 10 cm
- 1 Pza. Funda de mesa mayo con refuerzo 50 x 140 ± 10 cm
- 1 Pza. Sábana superior de 150 x 190 ± 10 cm
- 1 Pza. Sábana inferior de 170 x 190 ± 10 cm
- 1 Pza. Sábana lateral de 130 x 180 ± 10 cm
- 1 Pza. Sábana hendida de 180 x 240 ± 10 cm
- 1 Pza. Cubierta para mesa de riñón 150 x 240 ± 10 cm

Esterilizado con Oxido de Etileno

Esterilizado con Radiación Gamma

Para usar sólo una vez.

Fabricado y distribuido en México por:
Intercambio Global Latinoamérica S.A. de C.V.
R.F.C. IGL-050721-I85

Dirección:
Ixtepete No.1907, Col. Mariano Otero, C.P. 45067 Zapopan. Jal.

Tels.:
+52 (33) 1654 0501 / 1562 0142

www.florence.mx

No se garantiza la esterilidad en caso de que el empaque esté abierto o presente ruptura. Consérvese en un lugar fresco y seco.



Lote: 000FPU000

Fecha de fabricación: Mes/Año

Fecha de esterilización: Mes/Año

Fecha de caducidad: Mes/Año

Registro sanitario No. : SSA